

PLG
HABILIDADE COMPACTA

SURGICAL WORKPLACES



Com design moderno, o PLG possui características atualizadas que simplificam o fluxo de trabalho sem comprometer o desempenho: com o uso de uma mão simplesmente, esta unidade de suprimento de teto pode ser posicionada de forma conveniente e precisa em qualquer ponto da faixa de ajuste de altura e com um alcance de 330°.

O PLG pode ser conectado a dispositivos de anestesia no chão e máquinas pulmão-coração dentro dos Centros Cirúrgicos. Em salas de recuperação, áreas de emergência e em todas as áreas onde a necessidade de espaço é o que conta, a combinação com o sistema SATELITE cria os mais eficientes ambientes de trabalho.

MAQUET – The Gold Standard

PLG HABILIDADE COMPACTA

MAQUET – THE GOLD STANDARD

Com o PLG você conecta e ganha espaço:

- Controle de travamento integrado: com um simples girar da alça, você pode liberar a trava e empurrar as unidades para onde deseje.
- Incrivelmente rápido: o braço de mola acoplado auxilia ativamente na ação de trazer o PLG de volta ao nível estacionário, para desobstruir a área da cabeça.
- Faixa livre: beneficie-se de uma cobertura de mais de 330° e do longo raio de ação de até 2200mm, e limpe sua central de teto com o movimento de apenas uma mão.

Higiene e Ergonomia:

- Controle de cabos: o posicionamento inteligente da tomada torna fácil a conexão das sondas de gás e cabos, e evita bloqueios mútuos.
- O acabamento liso, a quantidade mínima de parafusos e um design sem botões faz do PLG um equipamento muito fácil de limpar.
- A movimentação do lustre requer força de operação mínima e é obtida de forma suave e rápida, com posicionamento real. Ajustes de altura precisos para atender às suas exigências ergonômicas.

Uso versátil:

- O PLG é a solução ideal para muitas aplicações, de Centros Cirúrgicos Hybrid até o suporte de máquinas coração-pulmão. Braços de longo alcance abrem espaço para a maioria das construções de fluxo laminar.

OR3D:

- A ferramenta para customizar seu PLG, visualizar e planejar suas áreas de trabalho.

Dados Técnicos:

Configuração	Raio de Ação	Carga Bruta
PLG12-0	1320mm	30 kg.
PLG 9-12	2220mm	30 kg.
PLG com SATELITE	1320mm	30 kg.



Planejamento efetivo da sala graças ao programa exclusivo O3RD da MAQUET: permite configuração individual do local de trabalho desejado (anestesia, cirurgia, SIM, UTI...)



Da conexão com seus dispositivos de anestesia ao cuidado de pacientes em salas de recuperação até salas de observações em unidades de emergência ou de dispositivos cirúrgicos: o PLG está pronto e ao seu dispor.



O sistema SATELITE da MAQUET e o PLG podem ser convenientemente combinados com um IV-Pole, outro módulo de distribuição, Centros Cirúrgicos e focos cirúrgicos para exames e braços de monitores: a solução mais versátil para a administração ideal de espaço.