

M-LIFTING
TRABALHE COM SEGURANÇA E ERGONOMIA
DE ACORDO COM A SUA ALTURA

MAQUET
GETINGE GROUP

SURGICAL WORKPLACES





M-LIFTING
TRABALHE COM SEGURANÇA E ERGONOMIA
DE ACORDO COM A SUA ALTURA
MAQUET – THE GOLD STANDARD



A MAQUET, líder de sistemas e produtos médicos por mais de 170 anos, vem estabelecendo padrões sofisticados em Workplaces utilizados em salas de cirurgia, Unidades de Terapia Intensiva e transporte de pacientes. As soluções completas em tecnologia médica, para os centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva, melhoram o fluxo de trabalho e aperfeiçoam o tratamento de pacientes, criando simultaneamente um ambiente de trabalho ergonômico para a equipe.

A MAQUET apresenta o M-LIFTING - a unidade de suprimentos de teto mais avançada do gênero - proporcionando à equipe e aos pacientes uma experiência clínica mais estética e ergonômica, sustentando aparelho de anestesia e carrinho para MIS [Cirurgia Minimamente Invasiva].

MAQUET – The Gold Standard.

Suporte de teto de sala cirúrgica para MIS:
MODUTEC Power 6-10 com Mobili 1200

Suporte de teto para Anestesia: M-LIFTING com FLOW-i



Satellite com braços para monitor e PowerLED

Suporte de teto para sala de cirurgia
MODUTEC LL 6-6 com Mobili 800



M-LIFTING WORKFLOW APRIMORADO



- **De fácil utilização:** Suspenda verticalmente seu aparelho de anestesia ou carrinho para cirurgia minimamente invasiva (alcance de até 400mm) sem gerar movimentos horizontais indesejados e evitando reajustes desnecessários.
- **Ergonomia:** O braço extremamente rígido combinado com o desenho compacto dos módulos de distribuição e a integração completa de gás, tomadas elétricas e portas de comunicação, aperfeiçoam seu ambiente de trabalho clínico.
- **Segurança:** Dois sistemas de sensores com trava de emergência exclusiva, salvaguardando a ancoragem e o levantamento de seu equipamento com nível duplo de segurança.

Dados Técnicos	
Estrutura do Teto	Estrutura modular de teto disponível para suspensão no teto com profundidade de até 1200mm (47,24 polegadas) Estrutura do teto soldada disponível na profundidade entre 1200mm (47,24 polegadas) a 1.600mm (62,99 polegadas)
Braço	600mm (23,62 polegadas), 900mm (35,43 polegadas), 1200mm (47,24 polegadas) e suas combinações
Capacidade de Carga	A carga máxima para os pinos de ancoragem é de 200 kg, até 350 kg de carga bruta sobre as barras
Módulo de Distribuição	Console 400 ou 600 com sistema de suspensão
Grau de Rotação	330° para cada eixo
Velocidade de Suspensão	27s (120V) / 36s (230V)
Ajuste de Altura	400mm (15,75 polegadas)

M-LIFTING AS VANTAGENS DE EQUIPAMENTOS SUSPENSOS



Melhor em conjunto: Enquanto o carrinho para endoscopia permite que os equipamentos para MIS sejam alocados em uma sala de cirurgia onde e quando forem necessários, o M-LIFTING garante que os altos padrões sobre as exigências de higiene e ergonomia sejam atendidos: com toda a estrutura suspensa, a circulação de ar na sala de cirurgia se torna mais fácil, facilitando também a limpeza, visto que o tempo de revezamento da sala pode ser curto. A unidade combinada é fácil de manusear.



Instalação Inteligente: Os equipamentos adicionais, tais como monitores e polos IV podem ser montados no módulo de distribuição e no tubo inferior, graças à capacidade de carga bruta do sistema de até 350 kg.

Subsidiárias

Austrália:

MAQUET Australia Pty Ltd
9 / 35 Paringa Road
Murarrie QLD 4172
Phone: + 61 (0)7 3339 3900

China:

MAQUET (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.
7F, Metro Plaza, 555 Lou Shan Guan Road,
Shanghai 200051, P.R. China
Phone: +86 (0) 21 62280202

França:

MAQUET Parc de Limène
Avenue de La Pomme de Pin Ardon
45074 Orléans Cede x 2, France
Phone: +33 2 38 25 88 88

Hong Kong:

MAQUET Hong Kong Limited
1105-1107 Grand Century Place I
193 Prince Edward Road West
Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Phone: +852 2393 9 511

Índia:

MAQUET Medical India Pvt. Ltd.
2nd Flr, Mehta Trade Centre
Sir M V Road, Andheri (East)
Mumbai - 400099, India
Phone: +91-22-4069 2100

América Latina:

MAQUET do Brasil Equipamentos Médicos Ltda.
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200 – Barra Funda
01140-130 São Paulo, Brazil
Phone: +55 (0) 11 2608-7400

Itália:

MAQUET Italia S.p.A.
Via Gozzano 14
20092 Cinisello Balsamo (MI), Italy
Phone: +39 (0) 2 6111 351

Holanda:

MAQUET Netherlands B.V. Oscar
Romerolaan 3
1216 TJ Hilversum, Netherlands
P.O. Box 388
1200 AJ Hilversum, Netherlands
Phone: +31 (0)35 6255320

Portugal:

MAQUET Portugal Lda
Rua Poeta Bocage, 2 – 2ºG
Telheiras 1600-233 Lisboa, Portugal
Phone: +351 214 189 815

República da Irlanda:

MAQUET Ireland Unit
B6
Calmount Business Park
Ballymount
Dublin 12, Republic of Ireland
Phone: +353 (0) 142 60032

Rússia:

MAQUET LLC
Stanislavskogo 21, Bld. 7
109004 Moscow, Russia
Phone: +7 495 514 0055

Singapura:

MAQUET South East Asia Pte Ltd.
20 Bendemeer Road
#06-01/02 Cyberhub Building
Singapore 339914, Singapore
Phone: +65 6 296 1992

Espanha:

MAQUET SPAIN S.L.U
Parque Empresarial Rivas Futura c/
Marie Curie 5,
Edif. Alfa, Planta 6, Oficina 6.1-6.2
28521, Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Phone: +34 91 678 1652

Reino Unido:

MAQUET Ltd.
14-15 Burford Way
Boldon Business Park
Sunderland
Tyne & Wear, NE35 9PZ, United Kingdom
Phone: +44 (0) 191 519 6200

MAQUET

GETINGE GROUP

MAQUET (Suzhou) Co., Ltd.
No.158 Fangzhou Road,
Suzhou, P.R.China 215024
Phone: +86 (0) 512 62839880
Fax: +86 (0) 512 62838861
Service-Hotline: +86 (0) 512 62839653
www.maquet.com

Para o contato local:
Visite o nosso Website
www.maquet.com

A GETINGE GROUP é uma fornecedora de produtos e sistemas líder em todo o mundo que contribui para a melhoria da qualidade e eficiência de custos dentro das ciências da saúde e da vida. Nós operamos na forma de três marcas: a ArjoHuntleigh, GETINGE e MAQUET. A ArjoHuntleigh é focada na mobilidade dos pacientes e em soluções de gerenciamento de feridas. A GETINGE oferece soluções para o controle de infecções na área da saúde e prevenção de contaminação dentro das ciências da vida. A MAQUET é especializada em soluções, terapias e produtos para intervenções cirúrgicas, cardiologia intervencional e tratamento intensivo.